

1. **COMPOSIZIONE**
Eugenolo – Creosoto di faggio – tintura di mirra – guaiazulene – eccipienti q.b.
2. **PROPRIETA'**
Nella pulpite dentale, per il trattamento delle sensazioni di discomfort derivanti dalla infiammazione pulpare, può essere utile ricorrere ad un dispositivo che allevi i disturbi provocati dalla pulpite senza far ricorso a dei meccanismi di azione di tipo farmacologico o immunologico.
Creosoto M.D. è un gel a bassa viscosità che, una volta posizionato all'interno del dente, forma una barriera meccanica che isola la parte vitale del dente dall'aggressione dei microorganismi del cavo orale e protegge la polpa infiammata e dolorante. Grazie alla attività dei suoi principi attivi di origine naturale, Creosoto M.D. ha la prerogativa di alleviare lo stato di discomfort del paziente, fornendo un rapido beneficio.
3. **INDICAZIONI**
Coadiuvante nel trattamento delle pulpiti, indicato per alleviare le sensazioni di bruciore, dolore ed irritazione conseguenti.
4. **MODALITA' D'USO**
Isolare il dente e accedere alla zona vitale interna da trattare.
Prelevare con uno specillo un'idonea quantità di gel e stenderlo omogeneamente sulla zona da trattare.
Chiudere con un'otturazione provvisoria. Procedere in sedute successive al follow-up del trattamento.
L'agitazione del prodotto lo rende più fluido.
5. **RISCHI**
Irritante per pelle e occhi.
Nocivo se ingerito.
6. **PRECAUZIONI**
Nell'applicare evitare lesioni meccaniche della polpa.
Non ingerire.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
7. **AVVERTENZE**
Usare indumenti protettivi adatti e proteggere la pelle e il viso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente la confezione dopo l'uso.
Il prodotto è caratterizzato da un odore forte e persistente: richiudere accuratamente la confezione dopo l'utilizzo.
Conservare lontano da cibi e bevande.
Non utilizzare dopo la scadenza riportata sulla confezione.
8. **CONTROINDICAZIONI**
Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti del prodotto.
9. **CONSERVAZIONE**
Conservare ben chiuso lontano da fonti di calore.
10. **CONFEZIONE**
Flacone da 15 g in astuccio
11. **REGIME DI UTILIZZO**
Riservato all'uso professionale nella pratica odontoiatrica.
12. **VALIDITA'**
36 mesi.

Rev. 2 del 07-2011

Cod. 1047

OGNA Laboratori Farmaceutici

Via Figini, 41 – 20053 Muggiò (MI)

Divisione Odontoiatrica – tel. 039/2782954- fax 039/2782958

Web: www.ognalaboratori.it